

Applied Biosystems™ TaqMan™ SNP Genotyping Assay, human 4351376

1. Ürün 1000 rxns olmalıdır.
2. İstenilen ürünün çalışmaması durumunda ürün ile ilgili problem giderilecektir ve destek verilecektir.
3. Ürün soğuk zincir olarak elden teslim edilmelidir.
4. Ürün Avrupa menşei olmalıdır.
5. Uzakdoğu menşei ürünler kabul edilmemektedir.
6. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Teslimat sırasında kimyasalların analiz sertifikası ve msds belgeleri teslim edilmelidir.
8. Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.
9. Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 7 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
10. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için talep edilmesi durumunda numune verilecektir.
11. Firma teknik destek vermekle yükümlüdür.

Taqman SNP genotype assay rs4253778 C____2985251_20

1. Ürün özellikleri: C____2985251_20, 1000 rxns olmalıdır.
2. İstenilen ürünün çalışmaması durumunda ürün ile ilgili problem giderilecektir ve destek verilecektir.
3. Ürün soğuk zincir olarak elden teslim edilmelidir.
4. Ürün Avrupa menşei olmalıdır.
5. Uzakdoğu menşei ürünler kabul edilmemektedir.
6. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Teslimat sırasında kimyasalların analiz sertifikası ve msds belgeleri teslim edilmelidir.
8. Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.
9. Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 7 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
10. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için talep edilmesi durumunda numune verilecektir.
11. Firma teknik destek vermekle yükümlüdür.

MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.1 mL

1. StepOnePlus™ cihazıyla uyumlu olmalıdır.
2. Malzemeler elden teslim edilmelidir.
3. İstenilen plate sayısı kadar optical sealing gönderilecektir.
4. Ürün Avrupa menşei olmalıdır.
5. Uzakdoğu menşei ürünler kabul edilmemektedir.
6. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için talep edilmesi durumunda numune verilecektir.
8. Firma teknik destek vermekle yükümlüdür.

TaqPath ProAmp Master Mix

1. StepOnePlus cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Ürün Serisi: TaqPath™
3. Miktar: 50mL olmalıdır
4. Nakliye Durumu: Kuru Buz ile sevkiyat sağlanmalıdır.
5. Reaksiyon Sayısı: 20000

1. PCR Yöntemi: qPCR
2. Polimeraz: Taq DNA Polimeraz
3. Tepki Hızı: Standart ve Hızlı Mod
4. İstenilen ürünün çalışmaması durumunda ürün ile ilgili problem giderilecektir ve destek verilecektir.
5. Ürün Avrupa menşeli olmalıdır.
6. Uzakdoğu menşeli ürünler kabul edilmemektedir.
7. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. Teslimat sırasında kimyasalların analiz sertifikası ve msds belgeleri teslim edilmelidir.
9. Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.
10. Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 7 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.
11. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için talep edilmesi durumunda numune verilecektir.
12. Firma teknik destek vermekle yükümlüdür.
13. Malzemeler yüklenici firma tarafından bizzat elden teslim edilmelidir.
14. Kargo gönderileri kabul edilmeyecek, iade edilecektir.

Tüm ürünlerle ilgili yurtdışı taşıma belgeleri yürütücüye iletilecek, ürünler taşıma koşullarına uygun olarak ithal edilecektir. Taşıma koşullarına uygun olmadan yapılan ithalatlar yürütücü tarafından iade edilebilecektir.